

Pioneer

Руководство Пользователя



Многофункциональный
интеллектуальный массажер
PMP-011/PMP-024

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой **PIONEER**.

Мы рады предложить вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что вы будете довольны приобретением изделия нашей фирмы. Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

СОДЕРЖАНИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ	5
ПОРЯДОК ЭКСПЛУАТАЦИИ.....	7
ЧИСТКА ПРИБОРА	7
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.....	8
ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ.....	9
БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ.....	9
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	9
ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ.....	10
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	10
УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.....	11

ПРИМЕЧАНИЕ:

Все изображения в данном руководстве приведены в качестве примеров, реальное изделие может отличаться от изображения.

НАЗНАЧЕНИЕ

Массажная подушка предназначена для массажа шеи. Может использоваться дома или в автомобиле.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед использованием прибора полностью прочитайте настоящее руководство. Соблюдайте все указанные здесь меры предосторожности и безопасности.

- При наличии сердечно-сосудистых и иных заболеваний, во время беременности, перед использованием прибора проконсультируйтесь с врачом.
- Во избежание появления дискомфорта рекомендуется класть шею по центру прибора.
- Запрещается использовать массажер в состоянии опьянения или другой интоксикации.
- Запрещается использовать прибор непрерывно более 30 минут.
- Запрещается эксплуатация прибора во время засыпания или сна.
- Запрещается массировать прибором голову, лицо, локти, колени, молочные железы.
- Запрещается использование прибора при появлении первых симптомов головокружения, тошноты, боли в груди или иных симптомов недомогания.
- Перед подключением прибора к электрической розетке или разъему прикуривателя автомобиля убедитесь, что характеристики источника питания совпадают с характеристиками прибора и адаптера питания.
- Запрещается сильно изгибать, пережимать шнур питания.
- Запрещается переносить прибор за шнур питания.
- Запрещается самостоятельно разбирать неисправный прибор. В случае неисправности обратитесь в авторизованные сервисные центры производителя.
- Перед каждым включением проводите осмотр прибора, адаптера питания, на предмет отсутствия повреждений.
- Запрещается использование каких-либо аксессуаров, не рекомендованных производителем.
- Бережно обращайтесь с прибором, не допускайте механических повреждений.
- Запрещается оставлять работающий прибор без присмотра. Особое внимание необходимо уделять безопасности, при нахождении рядом детей или инвалидов.
- Храните прибор в недоступном для детей месте.
- Не позволяйте детям играть с прибором без вашего присмотра.
- Запрещается использовать прибор под одеялом или чем-либо накрывать его во время его работы, так как это может привести к перегреву прибора.
- Регулярно проводите чистку прибора.
- Берегите прибор от длительного воздействия прямых солнечных

ных лучей, высоких температур или влажности.

- Запрещается использовать прибор при температуре выше +35°C.
- Запрещается погружать прибор в воду или мыть его под краном.
- Запрещается вставлять какие-либо предметы в отверстия прибора.
- Не допускайте контакта массажера с острыми предметами.
- Запрещается класть на переключатели прибора тяжелые предметы.
- При появлении неисправностей в работе немедленно выключите его и прекратите его использование.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями (включая детей), а также людьми, не имеющими достаточных знаний и опыта работы с электронными приборами, если за ними не присматривают лица, ответственные за их безопасность.

Несоблюдение правил эксплуатации лишает вас права на бесплатное гарантийное обслуживание. Производитель не несет ответственности за повреждения и любой ущерб, возникшие вследствие неправильной эксплуатации.

ПОРЯДОК ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Вставьте штекер адаптера питания или прикуривателя в массажер.
2. Подключите вилку адаптера питания к электрической розетке или подключите штекер автомобильного адаптера к разъему прикуривателя.
3. Включите прибор переключателем питания.
4. Настройте прибор по необходимости кнопками (при их наличии):
 - направление вращения;
 - скорость;
 - нагрев.
5. Рекомендуется использовать массажер в течение 10–15 минут.

7. Отключите массажер от розетки или разъема прикуривателя.

ЧИСТКА ПРИБОРА

ВНИМАНИЕ:

Перед чисткой прибора всегда следует его выключить и отсоединить от электросети.

Запрещается мыть прибор под краном или погружать его в воду или другую жидкость.

Протирайте прибор мягкой слегка влажной тканью.



6. По окончании использования переведите переключатель питания в положение по центру, чтобы выключить прибор.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

При возникновении неисправности в работе массажера воспользуйтесь рекомендациями по ее устранению из таблицы ниже. Если неисправность не устраняется, не разбирайте и не пытайтесь самостоятельно чинить неисправный прибор, а обратитесь в уполномоченный сервисный центр производителя.

Неисправности	Возможные причины	Способы устранения
Массажер не работает.	Прибор не подключен к источнику питания.	Убедитесь, что прибор подключен к источнику питания, контакты кабеля плотные, источник питания исправен.
	Массажер не включен переключателем питания.	Переведите переключатель питания влево или вправо до конца.
	Сработала защита от перегрева.	Выключите прибор и дайте ему остыть в течение 30 минут, затем включите снова.
Массажер неожиданно выключился во время работы.	Вилка была выдернута из розетки.	Снова подключите вилку к розетке. В дальнейшем будьте внимательны, чтобы это не повторялось.
	Случайно была нажата кнопка включения/выключения, поэтому прибор выключился.	Нажмите кнопку включения/выключения, чтобы снова включить прибор.
	Сработал таймер автоматического выключения через 15 минут.	Не является неисправностью.
	Сработала защита от перегрева.	Выключите прибор и дайте ему полностью остыть в течение 30 минут, затем включите снова. Если проблема повторяется, прекратите использование прибора и обратитесь в сервисный центр производителя.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Транспортировка приборов проводятся всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида.
- При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку. Прибор должен быть надежно зафиксирован в упаковке.
- Транспортировка приборов должно исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.
- Перед тем, как убрать прибор на хранение, проведите его чистку и дайте высохнуть всем деталям.
- Приборы необходимо хранить в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха от 0°C до +40°C с относительной влажностью не выше 70% и отсутствии в окружающей среде кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы приборов.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно. Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соот-

ветствует Европейской директиве 2002/96/ЕС.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов.

Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входное напряжение: 12В DC

Входной ток: 2,0 А

Адаптер питания: 230V/12В ÷ —●—+

Класс защиты II

Рабочая температура: от +5°C до +35°C

ПРИМЕЧАНИЕ:

В связи с постоянным усовершенствованием изделий производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн, комплектацию и технические характеристики прибора без предварительного уведомления об этом пользователя.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ

Товар сертифицирован.

Товар соответствует требованиям нормативных документов:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»;

ТР ТС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

При отсутствии копии нового сертификата в коробке спрашивайте копию у продавца.

Полную информацию о сертификате соответствия вы можете получить у продавца или на сайте pioneer-bt.ru.



Изготовитель:

ПИОНИР ХАЙ ТЕХНОЛОДЖИ
ЛИМИТЕД. Адрес: Офис Д2 28/Ф, ТГ
Плейс, 10 Шин Ип Стрит, Кван Тонг,
Коулун, Гонконг.

PIONEER HIGH TECHNOLOGY
LIMITED Add: Room D2, 28/F., TG
Place, 10 Shing Yip Street, Kwun
Tong, Kowloon, Hong Kong.

Сделано в Китае.

Импортер/организация, уполномо-
ченная на принятие претензий
на территории России:

ООО «СЕРВИС-ВИП». 144009,
Московская область, г. Электро-
сталь, ул. Корнеева, д. 6б, оф. 203.

** Данные могут быть изменены в свя-
зи со сменой изготовителя, продав-
ца, производственного филиала,
импортера в РФ. В случае измене-
ния данных актуальная информация
указывается на дополнительной на-
клейке, размещенной на упаковке
изделия.*

Дата производства указана на упа-
ковке или изделии.

Срок службы изделия – 3 года.

Гарантийный срок – 1 год.

Гарантийное обслуживание осу-
ществляется согласно прилагаемо-
му гарантийному талону. Гаран-
тийный талон и инструкция по эксплу-
атации являются неотъемлемыми
частями данного изделия.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Благодарим вас за приобрете-
ние продукции **PIONEER**. Мы рады
предложить вам изделия, разрабо-
танные и изготовленные в соответ-
ствии с высокими требованиями
к качеству, функциональности и ди-
зайну. Мы уверены, что Вы будете
довольны приобретением изделия
от нашей фирмы. В случае если ваше
изделие марки **PIONEER** будет нуж-
даться в техническом обслужива-
нии, просим вас обращаться в один
из авторизованных сервисных цен-
тров (далее – АСЦ). С полным спи-
ском АСЦ и их точными адресами
вы можете ознакомиться на сайте
pioneer-bt.ru.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

1. Срок гарантии составляет 6 месяцев.
2. Гарантийные обязательства действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством страны, на территории которой они предоставлены, и только при условии использования изделия исключительно для личных, семейных или домашних нужд. Гарантийные обязательства не распространяются на случаи использования товаров в целях осуществления предпринимательской деятельности либо в связи с приобретением товаров в целях удовлетворения потребностей предприятий, учреждений, организаций.

3. Гарантийные обязательства не распространяются на перечисленные ниже принадлежности изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия.

Для всех видов изделий:

- соединительные кабели, антенны и переходники для них, носители информации различных типов (аудио-, видеодиски, диски с программным обеспечением и драйверами, карты памяти);
- чехлы, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструмент, документацию, прилагаемую к изделию.

4. Не подлежат гарантийному обслуживанию изделия с дефектами, возникшими вследствие:

- неправильной транспортировки, установки или подключения изделия;
 - механических, тепловых и иных повреждений, возникших по причине неправильной эксплуатации с нарушением правил, изложенных в руководстве по эксплуатации, небрежного обращения или несчастного случая;
 - действия третьих лиц или непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.д.);
 - попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
 - сильного загрязнения и запыления;
 - повреждения животными;
 - ремонта или внесения не санкционированных изготовителем конструктивных и ли схемотехнических изменений, как самостоятельно, так и неуполномоченными лицами;
 - отклонения параметров электрических сетей от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов);
 - некорректного обновления программного обеспечения как самим пользователем, так и неуполномоченными лицами;
 - использования изделия не по назначению, в промышленных или коммерческих целях.
5. Недостатки товара, обнаруженные в период срока службы, устраняются уполномоченными на это ремонтными организациями (АСЦ). В течение гарантийного срока устранение недостатков производится бесплатно при предъявлении ори-

гинала заполненного гарантийного талона и документов, подтверждающих факт и дату заключения договора розничной купли-продажи (товарный, кассовый чек и т.п.). В случае отсутствия указанных документов гарантийный срок исчисляется со дня изготовления товара.

6. Изготовитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный своей продукцией людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, хранения, транспортировки или установки изделия; умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.
7. Гарантия не включает в себя подключение, настройку, установку, монтаж и демонтаж оборудования, техническое и профилактическое обслуживание, замену расходных элементов (карт памяти, элементов питания, фильтров и пр.).
8. Изготовитель не несёт ответственности за пропажу и искажение данных на съемных носителях информации, используемых в изделии.

Все поля в гарантийном талоне (информация о продавце, подпись покупателя) должны быть заполнены!

Руководство Пользователя

Изделие	Многофункциональный интеллектуальный массажер		
Модель	Pioneer PMP-011, black Pioneer PMP-024, black		
Серийный номер / Serial Number			
Версия/ Version	V1Z03	Дата производства / Production Date	03.2023
Срок гарантии	1 год	Дата продажи	
Фирма продавец			
Адрес фирмы продавца			
Телефон фирмы продавца			
Печать фирмы продавца		Подпись продавца	

Изделие проверено, укомплектовано согласно инструкции, механических повреждений не имеет.

Претензий нет. С условиями гарантийного обслуживания согласен.

pioneer-bt.ru

Pioneer